

Применение средства "Медифокс Дез" для обеззараживания объектов в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах.

ТАБЛИЦА 4. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях.

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
1. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	0.5	999.5	90	Протирание*	
	1	999	30		
	2	998	15		
	1	999	90	Орошение **	
	2	998	60		
	5	995	30		
2. Санитарно-техническое оборудование	2	998	90	Протирание с помощью щётки, ерша или ветошью (150 мл/м ² поверхности) или орошение**	Промыть водопроводной водой
	5	995	60		
	0.5	999.5	90	Двукратное протирание с помощью щётки, ерша или ветошью (150 мл/м ² поверхности) с интервалом 15 мин.	
	1	999	30		
	2	998	15		
	1	999	90	Двукратное орошение** с интервалом 15 мин.	
	2	998	60		
	5	995	30		
3. Посуда без остатков пищи	0.5	999.5	90	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой
	1	999	30		
	2	998	15		
4. Посуда с остатками пищи (в том числе одноразового использования)	0.5	999.5	90	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду одноразового использования – утилизировать
	1	999	30		
5. Предметы для мытья посуды	5	995	30	Погружение в раствор	Прополоскать в водопроводной воде и высушить
	10	990	15		

продолжение на следующей странице

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
6. Посуда лабораторная (в том числе однократного использования), не загрязнённая кровью, сывороткой крови и др.	1	999	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	2	998	30		
7. Посуда лабораторная (в том числе однократного использования), загрязнённая кровью, сывороткой крови и др.	10	990	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	20	980	30		
8. Уборочный инвентарь	10	990	120	Замачивание в ёмкости	Прополоскать в воде и высушить
	15	985	60		
	20	980	30		
9. Предметы ухода за больными (из металла, резины, пластмассы, стекла), не загрязнённые кровью, сывороткой крови и др.	1	999	90	Протирание*	Промыть проточной питьевой водой
	2	998	60		
	5	995	30		
	1	999	60	Погружение в раствор	
	2	998	30		
10. Предметы ухода за больными (из металла, резины, пластмассы, стекла), загрязнённые кровью, сывороткой крови и др.	10	990	60	Протирание* или погружение	Промыть проточной питьевой водой
	20	980	30		
11. Игрушки (кроме мягких)	1	999	90	Мелкие – протирание* или погружение, крупные – орошение**	Промыть проточной питьевой водой, крупные - протереть тканевой салфеткой, обильно смоченной в водопроводной воде
	2	998	60		
	5	995	30		
12. Бельё незагрязнённое (в том числе одноразового применения)	1	999	30	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения – утилизировать
	2	998	15		
13. Бельё, загрязнённое выделениями (в том числе одноразового применения)	10	990	120	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения – утилизировать
	15	985	60		
	20	980	30		

*Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 м² обрабатываемой поверхности.

**Орошение: при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства на 1 м² обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" - из расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м² обрабатываемой поверхности.